



适心所用 成就卓越

Thermo Scientific

## mySPIN 迷你型离心机

**Thermo**  
SCIENTIFIC

# 新!

## Thermo Scientific mySPIN 6 & 12 迷你型离心机

### 适心所用

- 小巧的尺寸满足实验室空间的要求
- 灵活的配置满足实验方案的要求
- 快速离心选项满足实验时间的要求

### 成就卓越

- 标准的安全性能提供操作的确定性
- 灵活的配置适合多样的实验方案的要求
- 紧凑的设计，重复离心功能，以及 SnapSpin 转头使其分离效率高、使用方便





## mySPIN 12迷你型离心机

- 紧凑的设计
- 使用方便
- 低噪音，低震动
- 无需工具，可快速更换转头
- 安全性能：不平衡及倾斜自动停机，互锁式安全门锁，当机器运行时无法开启腔门
- 灵活性：适用于绝大多数实验方案
- 更高的 RCF，适用于更快的离心需要
- 背光显示屏，可设定 rpm 或 rcf 运行

Thermo Scientific™ mySPIN™ 12 迷你型离心机在最小的体积内实现最大的离心转速及应用的灵活性。其紧凑的、人机工程学设计适应各种实验室的应用，让使用者轻松、方便地使用。

其安全性能确保在腔盖打开时，或者转头卡阻、或不平衡时无法启动运行，适合绝大多数需要更快速的离心应用 (12,500 rpm / 9,800 x g)，适用于 PCR，小体积细胞分离，及分离 HPLC 样品。



## mySPIN 6迷你型离心机

- 紧凑的设计
- 使用方便
- 低噪音，低震动
- 无需工具，可快速更换转头
- 安全性能：腔门未关闭到位时离心机不能启动
- 标准的性能提高实验室离心效率和应用的灵活性
- Quick-spin 快速离心选项
- 腔盖形状与手掌类似，适用左、右手操作
- 可快速取出离心管

Thermo Scientific mySPIN 6 迷你型离心机为您的实验室提高离心效率及使用的舒适性。

紧凑的设计，无需辅助工具的 SnapSpin 转头，以及 quick-spin 快速离心的功能使其快速、便捷的使用。小巧的体形使其适合所有的实验室空间。适合分离小体积细胞样品及 HPLC 样品，可选配各式适配器用于离心各种规格的微量离心管及 PCR 管 (2.0, 1.5, 0.5, 0.2 mL)。

### 一致的、重现性的移液处理

Thermo Scientific ClipTip 移液系统可以紧密地锁定枪头，无论应用的压力高低均不会松动。详情请查询 [www.thermoscientific.com/cliptip](http://www.thermoscientific.com/cliptip).



## Thermo Scientific mySPIN 迷你型离心机

技术参数	mySPIN 12 迷你型离心机	mySPIN 6 迷你型离心机
最大离心容量	12 × 2 mL	6 × 2 mL
最高转速	12500 rpm (100 rpm 步进)	6000 rpm (转速不可调)
最大 RCF	9800 × g (100 × g 步进)	2000 × g (离心力不可调)
离心时间设定	1 秒到 30 分 (1 秒步进) 或 Quick Spin 快速离心	不可设定
噪音	51-53 dBA	51-53 dBA
功率 r	110-240 V, 50-60 Hz, 带 4 个可更换插头	110-240 V, 50-60 Hz, 带 4 个可更换插头
外观尺寸, cm	20.3 × 17.1 × 11.4	15.3 × 12.8 × 10.4
重量, kg	1.41	0.74
质量认证	CE, CSA	CE, CSA
保修期	2 年	2 年

### 订货信息

#### mySPIN 12 迷你型离心机

货号	产品描述
75004081	mySPIN 12 迷你型离心机套装包括以下套件: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 × 1.5/2.0 mL 转头</li> <li>• 32 × 0.2 mL 转头 (单独或 4 × 8 条板)</li> <li>• 12 支 0.2 mL 适配器</li> <li>• 12 支 0.5 mL 适配器</li> <li>• 通用接头 110-240V 50/60 Hz, 带 4 个可更换插头</li> </ul>

#### 备用件

75004082	电源接头
20190362	通用电源线
75004083	12 × 1.5/2.0 mL 转头
50144572	12 × 1.5/2.0 mL 转头 (75004083) 的转头盖
75004084	32 × 0.2 mL 转头 (单独或 4 × 8 条板)
50144571	转头把手
50146145	0.2/0.5 mL 适配器 (12 个每包; 两种规格各 6 个)

### 订货信息

#### mySPIN 6 迷你型离心机

货号	产品描述
75004061	mySPIN 6 迷你型离心机套装包括以下套件: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 × 1.5/2.0 mL 转头</li> <li>• 16 × 0.2 mL 转头 (单独或 4 × 8 条板)</li> <li>• 6 支 0.2 mL 适配器</li> <li>• 6 支 0.5 mL 适配器</li> <li>• 转头及适配器储存箱</li> <li>• 试管架</li> <li>• 通用接头 110-240V 50/60 Hz, 带 4 个可更换插头</li> </ul>

#### 备用件

75004062	6 × 1.5/2 mL 转头
75004063	16 × 0.2 mL 转头 (单独或 2 × 8 条板)
20290729	O-型密封圈
75004064	电源接头及通用电源线
50146145	0.2/0.5 mL 适配器 (12 个每包; 两种规格各 6 个)



赛默飞官方微信



赛默飞官方网站

赛默飞世尔科技 (中国) 有限公司

上海 (中国总部)  
上海浦东新金桥路27号7号楼

北京  
北京市安定门东大街28号  
雍和大厦西楼7层

广州  
广州东风中路410-412号  
时代地产中心2405-2406, 3001-3004

成都  
成都市武侯区临江西路1号  
锦江国际大厦1406

沈阳  
沈阳市沈河区惠工街10号  
卓越大厦3109室

香港  
香港新界沙田, 沙田乡事会路138号  
新城市中央广场第一座九楼911-915室

武汉  
武汉东湖高新技术开发区  
高新大道858号A7楼

全国服务热线: 800 810 5118 400 650 5118 (支持手机用户)

BR31040CN1412YX\_CFGmySPIN

**Thermo**  
SCIENTIFIC

A Thermo Fisher Scientific Brand